



AKTÍV TISZTÍTÁS HATÉKONY FERTŐTLENÍTÉS

Sekusept™ aktiv

PERECETSAV ALAPÚ FERTŐTLENÍTŐSZER, KIVÁLÓ TISZTÍTÓKÉPESSÉGGEL.

A Sekusept aktiv egy termékben ötvözi az aktív tisztítást, a hatékony fertőtlenítéssel és kiváló anyagkompatibilitással. Ezáltal a legjobb előnyöket nyújtja a felhasználók, a betegek és az eszközök számára. A Sekusept aktiv továbbá a következőket kínálja:

- Gyors virucid hatású fertőtlenítés
- Hatékonyan eltávolítja a fehérjemaradványokat
- Nincs fixáló hatás



Sekusept™ aktiv

Perecetsav alapú fertőtlenítőszer, kiváló tisztítóképességgel.

TISZTÍTÁS

A Sekusept aktívot a lehető legjobb tisztítási eredmények elérése érdekében fejlesztették ki. Kiváló tisztító teljesítményét külső, független, higiéniai intézetek bizonyították.

FERTŐTLENÍTÉS

Az innovatív, aktív oxigénen és ecetsavon alapuló összetétel hatásos rendszert biztosít, amely baktericid, mykobaktericid, fungicid, virucid és sporocid hatékonysággal rendelkezik. Az eredmény magas fokú hatékonyság, nagyon rövid behatási idővel.

KÉNYELEM

A tisztítási teljesítmény és a széles hatékonysági spektrum révén a Sekusept aktiv az összes kézi eszköz tisztítási és fertőtlenítési lépésben használható, amely bizonyítottan jó anyagkompatibilitást kínál az eszközök hosszú életciklusának támogatása érdekében.

A PEROXYBALANCE KONCEPCIÓ

A fejlesztéssel töltött évek során sikerült a pH-értéket a semleges tartományon belül optimalizálni, ezáltal biztosítva, hogy a PerOxyBalance® fertőtlenítőszer biztonságosak legyenek a betegek, a terméket használó személyzet és az endoszkóp műszer számára is.

Nem alkalmas sárgarézből és rézből készült készülékekhez, valamint mechanikusan sérült, krómozott és nikkelt bevonatú műszerekhez.

ADAGOLÁSI TÁBLÁZAT

MUNKAOLDAT/LITER	MUNKAOLDAT KONCENTRÁCIÓJA	
	1% ml	2% ml
2 Liter	30ml = 1 x	60ml = 2 x
4 Liter	60ml = 2 x	120ml = 4 x
8 Liter	120ml = 4 x	240ml = 8 x
10 Liter	150ml = 1 x	300ml = 2 x
20 Liter	300ml = 2 x	600ml = 4 x
30 Liter	450ml = 3 x	900ml = 6 x

100g por = 150ml 1 adagoló kanál = 20g por = 30ml 1 adagoló pohár = 100g por = 150ml

MIKROBIOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

HATÉKONYSÁG/KÖRÜLMÉNYEK	KONCENTRÁCIÓ	BEHATÁSI IDŐ/ PERC
Műszerek fertőtlenítése A VAH szerint (baktericid és yeacid)	2,0%	5 min
Tiszta és szennyezett körülmények	1,0%	60 min
Baktericid EN 13727 és EN 14561 szerint, szennyezett körülmények	2,0%	5 min
	1,0%	60 min
Yeasticid EN 13624 és EN 14562, szennyezett körülmények	2,0%	5 min
	1,0%	60 min
Fungicid EN 13624 és EN 14562 szerint, szennyezett körülmények	4,0%	15 min
	3,0%	30 min
Mykobaktericid EN 14348 és EN 14563 szerint, szennyezett körülmények	2,0%	15 min
	1,0%	60 min
Tuberkulocid EN 14348 és EN 14563 szerint, szennyezett körülmények	2,0%	15 min
	1,0%	60 min
Virucid EN 14476 és EN 17111 szerint, szennyezett körülmények	2,0%	15 min
	1,0%	30 min
Sporocid. EN 17126 szerint, szennyezett körülmények	2,0%	15 min
Clostridium difficile. EN 17126 szerint, szennyezett körülmények	1,0%	15 min

CSOMAGOLÁSI ÉS RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

TERMÉK	CSOMAGOLÁSI EGYSÉG	RENDELÉSI KÓD
Sekusept aktiv adagoló kanállal	4 x 1.5 kg	3050550
Sekusept aktiv adagoló pohárral	6 kg	3050610
Sekusept aktiv tesztcsík	4 x 50 db	3007370

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az orvostechnikai eszközök kézi tisztításához és fertőtlenítéséhez, valamint megfelelő előtisztítást-fertőtlenítést követően sporocid hatást igénylő eljárásokhoz. Különösen alkalmas hőérzékeny eszközökre, amelyek nem autoklávozhatók, pl. flexibilis endoszkópok és anesztéziás eszközök.

MUNKAOLDAT ELKÉSZÍTÉSE

A munkaoldat elkészítéséhez használja a termékhez mellékelt adagolóeszközt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A munkaoldat elkészítéséhez használja a termékhez mellékelt adagolóeszközt. Adja a szükséges mennyiségű port kevergetés közben vízhez, majd folytassa a kevergetést amíg a szer feloldódik. Merítse bele az eszközt, úgy, hogy a munkaoldat mindenhol érje őket.

Az eszközök tisztítását, beleértve a mechanikus tisztítást (pl. : kefe, törles) is, az eszköz gyártójának utasításai alapján, addig végezze, amíg az szemmel láthatóan tiszta nem lesz. A szükséges behatási idő után vegye ki az eszközöket és öblítse le legalább ivóvízminőségű vízzel. Ezután a külső és belső csatornákat (például endoszkópok) szárítsa meg. Sporocid hatást igénylő eljárás esetén mindig friss munkaoldatot kell készíteni.

A munkaoldatot minden munkanap kezdetén frissen kell elkészíteni.

Látható szennyeződés esetén azonnal készítsen friss oldatot.

A POR KISMÉRTÉKBEN ELSZÍNEZŐDHEZ, DE EZ NEM BEFOLYÁSOLJA A TERMÉK TELJESÍTMÉNYÉT.

ÖSSZETEVŐK

Nátrium-perkarbonát, nemionos tenzidek, foszfonátok. 2 % oldat aktív tartalma a tényleges felhasználáshoz: > 1000 ppm ecetsav.

TÁROLÁS

Veszélyes. Vegye figyelembe a felhasználásra vonatkozó óvintézkedéseket (az európai szabvány szerint a vegyi termékek osztályozására és címkézésére vonatkozó hatályos szabályok).
Tárolás: + 5 °C és + 25 °C között.

IGAZOLÁSOK

Orvostechnikai eszköz. A Sekusept aktiv teljes antimikrobiális hatékonyságát a tudományos dokumentáció tartalmazza, amely kérésre elérhető.

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

Kérjük, olvassa el a címkén és a terméken található információkat.



CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

ECOLAB GMBH
Rivergate Handelskai
92 1200 Wien
Ausztria

ECOLAB GBS KFT.
1139 Budapest
Váci út 81-83
Magyarország



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.hu